

PULPDENT®

Cavity Liner

Liner di idrossido di calcio-metilcellulosa in soluzione acquosa

Descrizione del Prodotto

Pulpdent Cavity Liner è l'originale preparazione di idrossido di calcio-metilcellulosa acquosa in forma liquida che asciuga lasciando una pellicola sottile che non interferisce con il posizionamento delle corone o degli intarsi. Quando applicato sulla dentina, Pulpdent Cavity Liner offre una protezione a tre vie:

Protezione Chimica: Interrompe l'irritazione chimica della polpa neutralizzando gli acidi da tutti i materiali da restauro.

Protezione Fisica: Crea una barriera protettiva tra i materiali da restauro e la dentina.

Protezione Biologica: Stimola la formazione di dentina sclerotica e riparativa.

Indicazioni

Per l'applicazione come liner su tutta la dentina esposta, nelle procedure indirette di incappucciamento della polpa, sotto i materiali da restauro e sulla dentina dopo la preparazione di monconi.

Controindicazioni

Non indicato per incappucciamenti diretti della polpa.

Istruzioni per l'Uso

1. Agitare bene il flacone facendo attenzione che la sfera di miscelazione in acciaio inossidabile sia in movimento.
2. Mettere una goccia di Pulpdent Cavity Liner liquido su di un blocchetto di impasto e, utilizzando una sonda, un escavatore o un altro strumento, posizionare il rivestimento in cavità.
3. Asciugare con un leggero soffio d'aria. Pulpdent Cavity Liner presenta un aspetto bianco gessoso quando completamente asciutto.
4. Pulire gli eccessi dai margini dello smalto con un tampone umido di cotone o con uno strumento.

Attenzione

Può essere irritante per gli occhi, la pelle, il sistema respiratorio, il tratto gastrointestinale o le mucose, specialmente in grandi quantità e/o con esposizione prolungata. Ad uso esclusivo da parte di professionisti del settore dentale. Indossare guanti, occhiali di protezione; lavarsi le mani dopo l'uso. Evitare l'esposizione non necessaria.

XP-PCL-IN-06
REV: 04/2019

PULPDENT Corporation

80 Oakland Street ~ Watertown, MA 02472 ~ U.S.A.

Distributore Esclusivo per l'Italia

RAVELLI SpA

Via Darwin 32/34 - 20019

Settimo Milanese (MI)

023357261 www.ravellispa.it