




Per una lucidatura rapida e non distruttiva  
di tutti i restauri

## IdentoBrush



Spazzolini per la lucidatura dei restauri


**Identoflex**<sup>®</sup>



Lucidatura a specchio.  
Adattamento alla morfologia dentale.

# IdentoBrush

## Spazzolini per la lucidatura dei restauri



### I nuovi spazzolini IdentoBrush rappresentano il completamento ideale delle fasi di rifinitura e lucidatura dei restauri estetici.

Le setole impregnate di speciali particelle abrasive micronizzate si comportano come tanti singoli strumenti di lucidatura in grado di raggiungere tutte le superfici concave e convesse, assicurando una lucidatura a specchio rapida e non distruttiva senza l'utilizzo di paste.

L'azione combinata delle setole in materiale polimerico e degli agenti di brillantatura in esse incorporati, permette un trattamento omogeneo e delicato delle superfici evitando pericolosi surriscaldamenti pulpari e bruciature della matrice resinosa dei compositi.

Le superfici del restauro risulteranno così più levigate ed esenti da solchi o striature, più luminose e naturali e, soprattutto, senza appiattimento della micro e macrogeografia ottenuta con le precedenti sequenze operative di modellazione e rifinitura.

Gli spazzolini IdentoBrush sono disponibili nelle 3 forme coppetta, punta e spazzolino: quest'ultima, grazie alla forma concava data dalle setole di lunghezza decrescente dall'esterno verso il centro, è efficace su tutte le superfici, soprattutto sulle meno accessibili come gli spazi interdentali, i solchi e le fossette.

La possibilità di sterilizzarli in autoclave a 134°C senza modificare la resa e l'efficacia, permette un molteplice riutilizzo di ogni singolo strumento garantendone una lunga durata e conseguente risparmio.



#### Coppetta

- Lucidatura di ampie superfici piatte ed estese.

#### Spazzolino:


- Lucidatura di restauri negli line angles e nei solchi.
- Lucidatura dei rilievi occlusali di otturazioni estetiche nei denti posteriori.
- Forma ottimale, particolarmente indicata per spazi difficilmente accessibili.

#### Punta:

- Lucidatura di fessure occlusali e spazi interdentali.

Immagini cliniche Dr. Gregory Brambilla - Milano

### GLI SPAZZOLINI PER LUCIDARE CON AGENTI DI BRILLANTATURA INCORPORATI



#### Lo spazzolino con agenti di brillantatura incorporati

Ogni singola setola è uno strumento di lucidatura. Nelle speciali fibre sono già incorporati degli agenti di brillantatura in carburo di silicio.

#### Inconfondibile

Facile da riconoscere grazie alla coppetta dorata.

### CONFEZIONI

- 115IB1 Punta - 3 pz.
- 115IB2 Coppetta - 3 pz.
- 115IB3 Spazzolino - 3 pz.

Identoflex®



Lucidatura a specchio.  
Adattamento alla morfologia dentale.

Distributore esclusivo per l'Italia:

**Ravelli**  
DENTAL PRODUCTS

Via Darwin 32-34  
20019 - Settimo Milanese  
Tel. 02 3357261 - Fax 02 33572626  
www.ravellispa.it